



CATALOGUE



SÖHNGEN® – quality made in Germany

SÖHNGEN® is a registered trademark and internationally renowned. Benefit from more than 90 years of experience in the manufacture of wound care, first-aid and emergency medical equipment. We are trailblazer for innovations in first aid and occupational health and safety.

SÖHNGEN® means product idea, product conception and product development coming from one source. Our products are manufactured pursuant to the relevant German and European laws, standards and directives.

Why choose SÖHNGEN®?



- ▶ Sterile SÖHNGEN® wound dressings have a 20-year expiry date from the date of manufacture, as long as the sterile packaging remains undamaged.
- ▶ Our sterile dressings are produced in our own clean-rooms with modern equipment and methods.



- ▶ SÖHNGEN® is a manufacturer producing in Germany with more than 130 employees at our headquarters, exclusively working suppliers, international certification and regular audits.
- ▶ SÖHNGEN® provides customer-oriented service and communication.



SÖHNGEN® product identifications are given in different languages. You may choose from one of the following:

- ▶ Arabic
- ▶ Chinese
- ▶ Czech
- ▶ Danish
- ▶ Dutch
- ▶ English
- ▶ Finnish
- ▶ French
- ▶ German
- ▶ Greek
- ▶ Hungarian
- ▶ Italian
- ▶ Polish
- ▶ Portuguese
- ▶ Romanian
- ▶ Russian
- ▶ Slovak
- ▶ Slovenian
- ▶ Spanish
- ▶ Turkish



First Aid

- ▶ First aid cases
- ▶ First aid cabinets
- ▶ Stretchers
- ▶ Scoop stretcher
- ▶ Basket stretcher
- ▶ Spine board
- ▶ Stretcher chair
- ▶ Vacuum mattresses
- ▶ Rescue litters
- ▶ Rescue seat
- ▶ Cervical collars



Wound Care

- ▶ aluderm® compresses
- ▶ aluderm® sheets
- ▶ aluderm® bandage packets
- ▶ aluderm® special bandages
- ▶ aluderm®-aluplast wound plaster
- ▶ BambuCare® compresses
- ▶ BambuCare® bandage packets



Emergency Medical Systems

- ▶ Emergency cases
- ▶ Emergency backpacks
- ▶ Disposables
- ▶ Stretcher stand
- ▶ Sphygmomanometers
- ▶ Disaster box system SEG
- ▶ Resuscitator bags
- ▶ Oxygen
- ▶ Intubation
- ▶ Laryngoscopes
- ▶ Suction pumps





Available in 3 sizes and 4 colours



Case QUICK-CD
approx. 260 x 170 x 110 mm

Case SN-CD
approx. 310 x 210 x 130 mm

Case MT-CD
approx. 400 x 300 x 150 mm




Features

- ▶ resilient ABS thermoplastic
- ▶ constant colouration
- ▶ impact resistant
- ▶ temperature withstanding
- ▶ rounded and streamlined
- ▶ no sharp corners or edges
- ▶ all parts exchangeable
- ▶ equally sized case halves
- ▶ all-round rubber sealing
- ▶ inner partitioning
- ▶ transparent lids
- ▶ turn locks
- ▶ strong handle
- ▶ sealing device
- ▶ security seals
- ▶ coloured pictograms
- ▶ including wall bracket with 90° lock for horizontal positioning
- ▶ case quickly releasable
- ▶ suitable for mobile as well as stationary use



▶ 5 years warranty on movable parts (e.g. carrying handles, turn locks, hinge links, locking straps,) as well as on constant colour of the cases.




case MT-CD

*See page 2 for further information.


**For orders over 50 pieces.



Available in 2 versions



Cabinet with one door
approx. 302 x 362 x 140 mm



Cabinet with two doors
approx. 404 x 462 x 170 mm

Features

- ▶ high quality sheet steel
- ▶ thickness 0,7 mm
- ▶ frame built from one piece
- ▶ electrostatically powder-coated
- ▶ rounded and streamlined
- ▶ no sharp corners or edges
- ▶ back with hanging facility
- ▶ safety cylinder lock
- ▶ each cabinet with two keys
- ▶ hinged doors
- ▶ all-round sealing
- ▶ door with hinged tray
- ▶ inner partitioning with shelves
- ▶ partly with drawers
- ▶ partly with door compartments
- ▶ coloured pictograms












cabinet ROM



First aid filling recommendations

The recommended* quantity of first aid kits depends on the different working risks within the different business branches as well as on the number of employees.

	Risk of injury	Employees	Recommended minimum filling size
Administrative plant	 low	 1-50	Filling small
		 51-300**	Filling large
Manufacturing facility	 medium	 1-20	Filling small
		 21-100**	Filling large
Construction site	 high	 1-10	Filling small
		 11-50**	Filling large

*Recommendation based on German ASR A4.3.

**A larger number of employees requires further first aid equipment. We will be happy to assist you.



Filling small



Filling large



First aid case MT-CD

- ▶ approx. 400 × 300 × 150 mm
- ▶ resilient ABS thermoplastic
- ▶ incl. wall bracket with 90° lock for horizontal positioning
- ▶ for detailed features please see page 4
- ▶ incl. coloured pictograms and first aid label

MT-CD, filling large, case orange
03 11 055

MT-CD, filling large, case white
03 11 056

MT-CD, filling large, case green
03 11 057

MT-CD, filling large, case yellow
03 11 058

MT-CD, empty, case orange
03 11 250

MT-CD, empty, case white
03 11 251

MT-CD, empty, case green
03 11 252

MT-CD, empty, case yellow
03 11 253

First aid cabinet ROM

- ▶ approx. 404 × 462 × 170 mm
- ▶ sheet steel
- ▶ two doors with three storage compartments each
- ▶ two shelves, two drawers
- ▶ for detailed features please see page 5
- ▶ incl. coloured pictograms and first aid label

ROM, filling large
05 01 104

ROM, empty
05 02 114



First aid case SN-CD

- ▶ approx. 310 × 210 × 130 mm
- ▶ resilient ABS thermoplastic
- ▶ incl. wall bracket with 90° lock for horizontal positioning
- ▶ for detailed features please see page 4
- ▶ incl. coloured pictograms and first aid label

SN-CD, filling small, case orange

03 11 038

SN-CD, filling small, case white

03 11 039

SN-CD, filling small, case green

03 11 040

SN-CD, filling small, case yellow

03 11 041

SN-CD, empty, case orange

03 11 230

SN-CD, empty, case white

03 11 231

SN-CD, empty, case green

03 11 232

SN-CD, empty, case yellow

03 11 241



First aid case QUICK-CD

- ▶ approx. 260 × 170 × 110 mm
- ▶ resilient ABS thermoplastic
- ▶ incl. wall bracket with 90° lock for horizontal positioning
- ▶ for detailed features please see page 4
- ▶ incl. coloured pictograms and first aid label

QUICK-CD, filling small, case orange

03 11 025

QUICK-CD, filling small, case white

03 11 026

QUICK-CD, filling small, case green

03 11 027

QUICK-CD, filling small, case yellow

03 11 028

QUICK-CD, empty, case orange

03 11 220

QUICK-CD, empty, case white

03 11 221

QUICK-CD, empty, case green

03 11 222

QUICK-CD, empty, case yellow

03 11 223





First-aid cabinet HEIDELBERG

- ▶ approx. 302 × 362 × 140 mm
- ▶ sheet steel
- ▶ one door
- ▶ one shelf
- ▶ for detailed features please see page 5
- ▶ incl. coloured pictograms and first aid label

HEIDELBERG, filling small
05 01 101

HEIDELBERG, empty
05 02 101



First aid cabinet HAMBURG

- ▶ approx. 404 × 462 × 170 mm
- ▶ sheet steel
- ▶ two doors
- ▶ two drawers
- ▶ for detailed features please see page 5
- ▶ incl. coloured pictograms and first aid label

HAMBURG, filling small
05 01 102

HAMBURG, empty
05 02 114





First aid cases EUROPA

All SÖHNGEN® products are manufactured pursuant to international standards, based on strict German as well as international norms. All SÖHNGEN® products are strictly in compliance with the directives of the European Union. In order to overcome linguistic barriers in the different countries, both the EUROPA cases include a list of contents and a short first aid manual in 14 European languages. User-friendly application of bandages and general first aid measures are made easy.



First aid case EUROPA I

- ▶ approx. 310 × 210 × 130 mm
- ▶ resilient ABS thermoplastic, colour orange
- ▶ incl. wall bracket with 90° lock for horizontal positioning
- ▶ for detailed features please see page 4
- ▶ filling small
- ▶ incl. list of contents and first aid manual in 14 european languages

30 01 356

First aid case EUROPA II

- ▶ approx. 400 × 300 × 150 mm
- ▶ resilient ABS thermoplastic, colour orange
- ▶ incl. wall bracket with 90° lock for horizontal positioning
- ▶ for detailed features please see page 4
- ▶ filling large
- ▶ incl. list of contents and first aid manual in 14 european languages

30 01 357



Stretcher N – 1 x foldable

- ▶ open approx. 2.302 x 556 x 137 mm
- ▶ folded approx. 1.920 x 150 x 145 mm
- ▶ seamless rectangular aluminium structure
- ▶ lockable steel joints, slide-in handles
- ▶ safety belts with quick release clip locks
- ▶ stretcher-cover with pillow bag, disinfectable, rot resistant
- ▶ choice from easy-care coated fabric or from breathable polyethylene fibres

coated fabric, 4 glide feet
06 01 004

coated fabric, 2 glide/ 2 roller feet
06 01 074

coated fabric, 4 roller feet
06 01 075

polyethylene fibres, 4 glide feet
06 01 002

polyethylene fibres, 2 glide/ 2 roller feet
06 01 070

polyethylene fibres, 4 roller feet
06 01 071

Stretcher K – 2 x foldable

- ▶ open approx. 2.302 x 556 x 137 mm
- ▶ folded approx. 1.040 x 130 x 180 mm
- ▶ seamless rectangular aluminium structure
- ▶ lockable steel joints, slide-in handles
- ▶ safety belts with quick release clip locks
- ▶ stretcher-cover with pillow bag, disinfectable, rot resistant
- ▶ choice from easy-care coated fabric or from breathable polyethylene fibres

coated fabric, 4 glide feet
06 01 005

coated fabric, 2 glide/ 2 roller feet
06 01 076

coated fabric, 4 roller feet
06 01 077

polyethylene fibres, 4 glide feet
06 01 003

polyethylene fibres, 2 glide/ 2 roller feet
06 01 072

polyethylene fibres, 4 roller feet
06 01 073



Transport bags

- ▶ for transport and storage of stretchers
- ▶ coated nylon fabric, colour orange
- ▶ two-way zippers and carrying belts, colour black

for stretcher 1 x foldable, approx. 199 x 30 cm
06 02 001

for stretcher 2 x foldable, approx. 110 x 30 cm
06 02 002



Scoop stretcher

Can be split into two longitudinal parts that are separately placed on each side of the patient. The parts are then brought together underneath the casualty until securing clips at the stretcher's top and bottom both engage. The patient can now be carefully lifted and transferred to a vacuum mattress for immobilisation.

- ▶ width approx. 430 mm
- ▶ length stepwise adjustable from approx. 1.670 to 2.010 mm
- ▶ foldable to approx. 1.200 mm
- ▶ maximum load approx. 170 kg
- ▶ anodized natural aluminium alloy
- ▶ safety locking on head and foot end
- ▶ three patient restraint belts

06 01 035

SÖHNGEN® scoop stretcher head fixation set

- ▶ side pads and head restrainers for the immobilisation of the head
- ▶ side pads lightweight foam rubber, washable nylon covers, colour orange
- ▶ head restrainer incl. padded forehead belt with adjustable velcro fasteners

06 01 045



Basket stretcher Secour-Comfort

Enables a safe and secure lifting from high or deep locations. The patient can be lifted or lowered, even in difficult circumstances.

- ▶ approx. 2.170 × 620 × 185 mm
- ▶ maximum load approx. 278 kg
- ▶ high-grade HDPE plastic with tubular aluminium frame
- ▶ moulded-in handholds
- ▶ suspension points
- ▶ fixed padding
- ▶ four polyester patient restraint belts, each approx. 250 cm long, 5 cm wide, with self-locking quick-release snap-hooks
- ▶ canted aluminium foot-rest with neoprene padding
- ▶ self-locking lower leg support
- ▶ length-adjustable safety straps for foot rest

06 01 024

Lifting bridles for basket stretcher Secour-Comfort

- ▶ Lifting device with a crane hook
- ▶ four adjustable belt straps, each with self-locking snap hook and attachment eyelet
- ▶ infinite angle adjustment, self-locking
- ▶ guiding rope approx. 80 m long, Ø 6 mm, with self-locking snap-hook, sheathed polyester

06 01 033



SÖHNGEN® spine-board

Special device for a gentle and safe transportation of injured persons particularly if spinal injuries are suspected.

- ▶ pursuant to DIN EN 1865
- ▶ approx. 1.850 x 425 x 50 mm
- ▶ load capacity up to approx. 150 kg
- ▶ extraordinarily stable, reliable, lightweight, radiolucent, fluid-proof
- ▶ resistant plastic material, colour signal yellow, easy to maintain
- ▶ multiple handles
- ▶ incl. three adjustable safety-belts

06 01 201

Body strap system for SÖHNGEN® spine-board

- ▶ y-shaped central strap, four adjustable body straps
- ▶ velcro fasteners to assure individual adjustment to the patient's body size
- ▶ head/feet markings on central strap

06 01 202

Head immobilizer set for SÖHNGEN® spine-board

- ▶ consisting of one basic head part, two lateral head-rests, two padded straps
- ▶ vinyl coated EVA-foam, soft, supple
- ▶ radiolucent, no absorption of liquids, resisting mould and micro-organisms

06 01 203



Stretcher chair KOMBI

Universally applicable combination of wheelchair/carrying chair and stretcher. Equally suitable for transportation in sitting or lying position.

- ▶ size collapsed approx. 1.000 x 550 x 150 mm
- ▶ size as a wheelchair approx. 1.350 x 550 x 500 mm
- ▶ size as a stretcher approx. 1.950 x 550 x 120 mm
- ▶ load capacity up to approx. 150 kg
- ▶ frame construction of tempered aluminium
- ▶ all joints lockable
- ▶ Vinlex cover, easy to clean, removable
- ▶ four retractable handles, two retractable active rollers, three safety belts

60 01 075



VTI®-Futur vacuum mattress

On the VTI®-Futur vacuum mattress the casualty can be securely immobilised – similar to lying in a plaster cast. System SÖHNGEN®.

- ▶ load capacity up to approx. 120 kg/handle
- ▶ high-strength polyester fabric, hard-wearing, stable, resilient
- ▶ no migration of plasticizers, long life expectancy, radiolucent
- ▶ inner coating with natural rubber, outer coating non-fading, weatherproof
- ▶ interchangeable clip-in handles, ergonomically shaped, self-locking under load



VTI®-Futur vacuum mattress – wide

- ▶ approx. 2.000 × 800 × 150 mm
- ▶ incl. eight mounted clip-in handles, max. capacity of 12 handles

06 03 049

VTI®-Futur vacuum mattress – narrow

- ▶ approx. 2.000 × 600 × 100 mm
- ▶ intended for space restricted vehicles
- ▶ eight mounting loops for handles, handles not included

06 03 042



Clip-in handle for VTI®-Futur vacuum mattresses

06 03 045



Vacuum pump

- ▶ manually operated double piston pump, bifunctional
- ▶ efficiency approx. 2.000 cm³, pressure up to 1 bar
- ▶ pump with foot, handle, connection hose and several adapters

06 03 050

Rescue litter

- ▶ approx. 2.000 × 700 mm
- ▶ six handles reinforced by plastic hosing
- ▶ durable polyester fabric, sealed surface, colour orange, grammage 650 g/m²
- ▶ tear-proof, impermeable, temperature withstanding and flame-retardant

06 01 065



Rescue seat KOMBİ

Enables the transport of people with restricted mobility in a seated position.

- ▶ seat polyester fabric, sealed surface
- ▶ shoulder belts white polyester band, 10 cm wide
- ▶ movable shoulder paddings, one shoulder belt adjustable

06 01 102



The application of a cervical collar is recommended if there is the slightest suspicion of a spinal injury.



Laerdal Stifneck® Select™

- ▶ adjustable cervical collar
- ▶ latex-free, radiolucent, CT and MRI scan compatible
- ▶ adjustment tracks ensure symmetrical alignment
- ▶ instructions and sizes clearly moulded into collar
- ▶ oversized trachea window for easy access

adults, four sizes adjustable
06 03 070

paediatric, three sizes adjustable
06 03 069



Laerdal Stifneck®

- ▶ non-adjustable cervical collar
- ▶ latex-free, radiolucent, CT and MRI scan compatible
- ▶ oversized trachea window for easy access

paediatric
06 03 071

baby no-neck
06 03 072

no-neck
06 03 073

short
06 03 074

regular
06 03 075

tall
06 03 076



Ambu® Perfit® ACE™

- ▶ adjustable cervical collar for adults
- ▶ radiolucent, CT and MRI scan compatible
- ▶ chin piece with four standard settings, additionally 16 precise settings for customized fit
- ▶ oversized trachea window for easy access

06 03 080



aluderm® bandages

aluderm® with its aluminium vaporized wound layer is ideally suited for the treatment of all superficial wounds and injuries – burns, abrasions and lacerations. aluderm® is extremely soft and supple, assists epithelisation and recovery. The smooth aluminised surface does not stick to the wound, supports painfree bandage changing and ensures wound rest.

aluderm® is highly absorbent, air vented, non-fraying, hypoallergenic, physiologically safe, free from bleaching agents and chemical binders.

aluderm® wound dressings are available in a lot of variations from single wound compresses to bandages particularly adapted to special requirements.

aluderm®-aluplast wound plaster

aluderm®-aluplast is the special wound plaster with an aluminised wound layer and unites all the good properties of the aluderm® dressing material.

aluderm®-aluplast is manufactured as an elastic fleece plaster as well as of waterproof foil material and is available in a variety of shapes and sizes.



aluderm® compress

- ▶ aluminium-vaporised, sterile packing

individually sealed, approx. 10 × 10 cm

10 03 208

individually sealed, approx. 10 × 15 cm

10 03 209

individually sealed, approx. 20 × 20 cm

10 03 210

sterile package of 50 pcs.,

not individually sealed, approx. 10 × 10 cm

10 03 227

sterile package of 50 pcs.,


not individually sealed, approx. 10 × 15 cm

10 03 228

sterile package of 50 pcs.,

not individually sealed, approx. 20 × 20 cm

10 03 229



aluderm® eye compress DuOcul

- ▶ two oval shaped compresses, jointly packed in sterile bag
- ▶ for treatment and padding of eye injuries

10 03 340

aluderm® slit compress

- ▶ absorbent padding compress, single sterile packing
- ▶ for application around inserted tubes, catheters and cannulas
- ▶ punched hole and slit

CH 08-30 compress, approx. 6 × 7 cm, hole ø 4,5-11 mm

10 03 214

CH 32-50 compress, approx. 8 × 9 cm, hole ø 12-19 mm

10 03 215



aluderm® dressing sheet

- ▶ aluminium-vaporised, sterile packing

approx. 40 × 60 cm

10 03 204

approx. 60 × 80 cm

10 03 205

approx. 80 × 120 cm

10 03 206

aluderm® bed sheet

- ▶ aluminium-vaporised, sterile packing

approx. 73 × 220 cm

10 03 207

approx. 140 × 220 cm

10 03 224



aluderm® bandage packet

- ▶ aluderm® compress sealed onto elastic WS fixing bandage
- ▶ strong absorption, low risk of strangling
- ▶ special „No-Touch“ winding that avoids contact during application
- ▶ pursuant to DIN 13151
- ▶ individually sealed, sterile packing

small, bandage approx. 3 m (extended) × 6 cm,
compress approx. 6 × 8 cm

10 03 371

medium, bandage approx. 4 m (extended) × 8 cm,
compress approx. 8 × 10 cm

10 03 372

large, bandage approx. 4 m (extended) × 10 cm,
compress approx. 10 × 12 cm

10 03 373

aluderm® bandage packet extra large

- ▶ (not pictured) aluderm® compress (approx. 35 × 45 cm) sealed onto elastic WS fixing bandage (3 m extended × 6 cm)
- ▶ for covering larger wound areas
- ▶ individually sealed, sterile packing

10 03 203



aluderm® quick bandage packet

- ▶ aluderm® compress sealed onto cohesive bandage
- ▶ non-slipping, no additional fixation by means of tape or safety pins necessary
- ▶ special „No-Touch“ winding that avoids contact during application

small, bandage approx. 1 m (extended) × 6 cm,
compress approx. 6 × 8 cm

10 03 197

large, bandage approx. 1 m (extended) × 8 cm,
compress approx. 8 × 10 cm

10 03 198

finger, bandage approx. 20 cm (extended) × 4 cm,
compress approx. 4 × 4 cm

10 03 196



SÖHNGEN® manufactures its bandage packets in a so-called “No-Touch” manner: i.e. a special fold that enables quick and easy application onto the wound without touching the compress. Direction of unfolding is given, turning or crossing of the bandage is not necessary.

aluderm® mattress AquaCool

- ▶ soft padding mattress for wet and dry treatment of large-scale injuries
- ▶ multi-layer composition
- ▶ surface does not stick to the wound
- ▶ inner padding with particularly high water retention capacity, moistening and cooling effect, assures comfortable padding during transport
- ▶ cushion size destined for partial treatment, i.e. head, hand, leg etc.

adults, approx. 1.950 × 650 × 30 mm

10 03 510

children, approx. 1.200 × 550 × 30 mm

10 03 534

cushion size, approx. 400 × 600 × 30 mm

10 03 520



aluderm® alucap

- ▶ ready-to-use hood-shaped head bandage, inner side aluminium-vaporised
- ▶ quick and easy application, chin-side with velcro fasteners for easy bandage changing and wound observation
- ▶ individually sealed, sterile packing

10 03 216

aluderm® aluface

- ▶ ready-to-use aluderm® face mask to cover large-scale wounds
- ▶ dressing sheet with punched areas for eyes, nose and mouth
- ▶ respiration not hindered
- ▶ individually sealed, sterile packing

10 03 190

aluderm® aluhand • aluarm • aluleg

- ▶ (not pictured) ready-to-use aluderm® dressing sheets with velcro closure
- ▶ extremities can be completely wrapped
- ▶ easy bandage change and wound observation
- ▶ individually sealed, sterile packing

aluderm® aluhand hand dressing
10 03 217

aluderm® aluarm arm dressing
10 03 218

aluderm® aluleg leg dressing
10 03 219



aluderm® alufinger

- ▶ slip-over finger dressing, inner side aluminium-vaporised
- ▶ quick and easy application, easy bandage changing
- ▶ leather fingerstall to fix and protect alufinger
- ▶ individually sealed, sterile packing

finger dressing, single pack
10 03 220

Set 1 = 1 alufinger + 1 leather fingerstall
10 03 221

Set 2 = 3 alufinger + 1 leather fingerstall
10 03 222

aluderm® nose dressing

- ▶ dripstop-like special bandage to treat bleeding from inside the nose
- ▶ easy application
- ▶ highly absorbent compress roll with elastic middle section
- ▶ sewed-on fixing ribbon
- ▶ individually sealed, sterile packing

10 03 270

aluderm® abrasion dressing

- ▶ special dressing sheet to loosely cover abrasion sores
- ▶ silk plaster strips (approx. 12 x 2,5 cm each) assure the bandage is kept in place
- ▶ sealed sterile packing

compress approx. 21 x 30 cm, 6 silk strips
10 03 263

aluderm® laceration dressing

- ▶ special compress with reinforced sides, shall hinder the wound from re-opening and gaping
- ▶ aluminium-vaporised compress, centrally located on larger elastic plaster fleece
- ▶ individually sealed, sterile packing

large, compress approx. 7 x 4 cm
10 03 264

small, compress approx. 5 x 3 cm
10 03 265





aluderm®-aluplast wound plaster

The special wound plaster with aluminium-vaporised aluderm® wound pad. Does not stick to the wound, no skin irritation, non-fraying, highly absorbent, air vented, assists epithelisation and recovery. Body heat supports activation of the polyacrylate adhesive agent.

- ▶ aluderm®-aluplast elastic: highly elastic polyester fleece, white, skin-friendly, water-repellent. Also recommended for persons with sensitive skin.
- ▶ aluderm®-aluplast stable: transparent polyethylene foil, very robust, water proof. Suitable for strong use, even in places influenced by humidity and dirt.



aluderm®-aluplast elastic wound plaster roll

- ▶ one strip of approx. 5 m wound plaster, rolled
- ▶ to be cut individually as required
- ▶ strip NOT sealed, in box

approx. 5 m x 4 cm
10 09 189

approx. 5 m x 6 cm
10 09 198

approx. 5 m x 8 cm
10 09 190

aluderm®-aluplast wound plaster – in strips

- ▶ wound plaster cut in strips of 10 cm, individually sealed, in box

elastic, approx. 1 m x 4 cm, 10 pcs. of 10 cm
10 09 187

elastic, approx. 1 m x 6 cm, 10 pcs. of 10 cm
10 09 199

elastic, approx. 1 m x 8 cm, 10 pcs. of 10 cm
10 09 188

stable, approx. 1 m x 6 cm, 10 pcs. of 10 cm
10 09 151

elastic, approx. 5 m x 6 cm, 50 pcs. of 10 cm
10 09 154

aluderm®-aluplast elastic – hygienic box

- ▶ wound plaster cut in strips of approx. 10 x 6 cm, individually sealed, in box

approx. 5 m, 50 pcs.
10 09 108

approx. 10 m, 100 pcs.
10 09 109



aluderm®-aluplast finger plaster

- ▶ individually sealed

elastic, approx. 12 x 2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 163

elastic, approx. 12 x 2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 164

elastic, approx. 12 x 2 cm, 100 pcs. in box
10 09 165

elastic, approx. 18 x 2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 192

elastic, approx. 18 x 2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 193

elastic, approx. 18 x 2 cm, 100 pcs. in box
10 09 197

stable, approx. 18 x 2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 161

stable, approx. 18 x 2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 162

aluderm®-aluplast finger joint plaster

- ▶ elastic
- ▶ individually sealed

approx. 4 x 7,2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 181

approx. 4 x 7,2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 182

approx. 4 x 7,2 cm, 100 pcs. in box
10 09 183



aluderm®-aluplast fingertip plaster

- ▶ individually sealed

elastic, approx. 4,3 x 7,2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 184

elastic, approx. 4,3 x 7,2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 185

elastic, approx. 4,3 x 7,2 cm, 100 pcs. in box
10 09 186

stable, approx. 4,3 x 7,2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 141

stable, approx. 4,3 x 7,2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 142

aluderm®-aluplast plaster strip

- ▶ individually sealed

elastic, approx. 1,9 x 7,2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 166

elastic, approx. 1,9 x 7,2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 167

elastic, approx. 1,9 x 7,2 cm, 100 pcs. in box
10 09 168

elastic, approx. 2,5 x 7,2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 178

elastic, approx. 2,5 x 7,2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 179

elastic, approx. 2,5 x 7,2 cm, 100 pcs. in box
10 09 180

stable, approx. 1,9 x 7,2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 155

stable, approx. 1,9 x 7,2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 156

stable, approx. 2,5 x 7,2 cm, 10 pcs. in PE-bag
10 09 157

stable, approx. 2,5 x 7,2 cm, 50 pcs. in PE-bag
10 09 158



aluderm®-aluplast plaster assortment

- ▶ plasters individually sealed, set in a PE-bag

Activ-Set aluderm®-aluplast assortment elastic = 10 pieces:

- 4 plaster strips large, 2 plaster strips small,
- 2 fingertip plasters, 2 finger joint plasters

10 09 410

Activ-Set 2 aluderm®-aluplast assortment elastic = 20 pieces

- 8 plaster strips large, 4 plaster strips small,
- 4 fingertip plasters, 4 finger joint plasters

10 09 412

Activ-Set aluderm®-aluplast assortment waterproof = 10 pieces

- 4 plaster strips large, 2 plaster strips small,
- 2 fingertip plasters, 2 finger joint plasters detectable

10 09 414



aluderm®-aluplast cannula plaster

- ▶ absorbent sterile padding plaster for application around inserted cannulas
- ▶ elastic fleece with centrally located aluderm® wound pad
- ▶ punched hole and slit
- ▶ approx. 80 x 60 mm
- ▶ individually sealed, sterile packing

single pack

10 09 113

20 pcs. in PE-bag


10 09 114



aluderm®-aluplast injection plaster

- ▶ wound care after injections/infusions etc.
- ▶ aluderm® wound pad, no skin irritations
- ▶ approx. 40 x 12 mm
- ▶ 150 pcs. in box

10 09 139



aluderm®-aluplast sterile plaster dressing

- ▶ sterile plaster for application on wounds, also in surgery
- ▶ elastic fleece with centrally located aluderm® wound pad
- ▶ individually sealed, sterile packing

approx. 70 x 53 mm, single pack

72 01 053

approx. 70 x 53 mm, 10 pcs. in PE-bag

10 09 100

approx. 100 x 90 mm, single pack

72 01 054

approx. 100 x 90 mm, 10 pcs. in PE-bag

10 09 101



BambuCare® – our dressing with ecological origin

The BambuCare® fleece is made from fast growing and low demanding bamboo – a sustainable resource within the ecosystem.

BambuCare® can be used on all superficial injuries or strongly exsuding wounds and is an excellent first aid treatment for all casualties.

The special quality of the BambuCare® dressing material is also shown in the super absorbing capacity of approx. 3.000 g/m², accompanied by a high breathability. A smooth, large-pored polyamide layer on both sides of the bamboo fleece dressing provides a supple surface that does not adhere to the wound and enables a patient friendly, atraumatic bandage replacement.

BambuCare® also has an outstanding padding efficiency, can promote epithelisation and wound healing. It is highly absorbent, air vented, non-fraying, hypoallergenic, physiologically safe, free from bleaching agents and chemical binders.



BambuCare® bandage packet

- ▶ BambuCare® compress sealed onto elastic WS fixing bandage
- ▶ strong absorption, low risk of strangling
- ▶ folded in special „No-Touch“ winding that avoids contact during application
- ▶ individually sealed, sterile packing

adults small
10 02 011

adults medium
10 02 012

adults large
10 02 013

children small
10 50 014

children medium
10 50 015

children large
10 50 016

BambuCare® compress

- ▶ single sterile packing

adults, approx. 10 x 10 cm
10 02 017

children, approx. 6 x 6 cm
10 50 018



Sterile SÖHNGEN® wound dressings have a 20-year expiry date from the date of manufacture, as long as the sterile packing remains undamaged.



Available in 3 sizes



■ Case STANDARD
approx. 400 × 350 × 170 mm

■ Case EUROMED
approx. 525 × 390 × 180 mm

Case CLINOMED
approx. 525 × 390 × 240 mm

Features

- ▶ robust sheet aluminium
- ▶ electrostatic powder coating in glossy lightgrey
- ▶ shock absorbers reinforcing all case corners
- ▶ two sturdy lever locks
- ▶ ergonomic handle
- ▶ transparent lids
- ▶ inner partitioning by Rastflex divider system
- ▶ Varioflex ampoule storage system
- ▶ tailored printing
- ▶ coloured pictograms

lever locks

shock absorbers

sheet aluminium



coloured pictograms

tailored printing

Varioflex ampoule storage system

transparent lids

inner partitioning



emergency case CLINOMED



Emergency case CLINOMED

- ▶ approx. 525 × 390 × 240 mm
- ▶ Varioflex storage system
- ▶ 1+O₂-option available*

adults

01 11 300

children

01 11 305

adults and children

01 11 306

empty

incl. Rastflex inner partitioning, Varioflex ampoule brackets

02 12 300



Emergency case EUROMED

- ▶ approx. 525 × 390 × 180 mm
- ▶ Varioflex storage system
- ▶ 1+O₂-option available*

adults

01 11 200

children

01 11 204

empty

incl. Rastflex inner partitioning, Varioflex ampoule brackets

02 12 202



Emergency case STANDARD

- ▶ approx. 400 × 360 × 170 mm
- ▶ Varioflex storage system, protected by a transparent door cover
- ▶ 1+O₂-option available*

STANDARD, with emergency equipment

01 11 074

STANDARD, empty

incl. Rastflex inner partitioning, Varioflex ampoule brackets

02 12 031





Emergency backpack PROFiL

- ▶ approx. 530 × 540 × 400 mm
- ▶ volume approx. 54 litres
- ▶ weight empty approx. 6,5 kg
- ▶ polyester fabric with PVC coating, robust, highly tensile, tear and wear withstanding
- ▶ colour red, black edging, white high visibility reflection stripes
- ▶ two main compartments
- ▶ adjustable divider system
- ▶ integrated brackets for oxygen bottle
- ▶ detachable central partition plate
- ▶ detachable instrument tableau
- ▶ five colour coded pouches, held by velcro fasteners
- ▶ adjustable bracing belts to fix the central plate
- ▶ two front pockets, upper one with additional transparent part for labelling
- ▶ lower front bag intended for storing an automated external defibrillator
- ▶ two small and one large side pockets
- ▶ all pockets equipped with two-way zippers
- ▶ side pockets and lower front pocket with high performance reflection stripes
- ▶ carrying convenience supported by ergonomically shaped and positioned foam back padding
- ▶ adjustable vertical and horizontal carrying strap system
- ▶ two ergonomically shaped carrying handles
- ▶ reinforced bottom part with five stabilizers for extra stability
- ▶ 1-l-O₂-option available*



emergency backpack PROFiL, adults

04 06 062

emergency backpack PROFiL, children

04 06 065

emergency backpack PROFiL, adults and children

04 06 068

emergency backpack PROFiL, empty

incl. 5 coloured pouches and bracket for oxygen cylinder 1 or 2 litres

04 06 060



*Filling incl. O₂ only available within Europe. We will be happy to assist you with any further questions.



Emergency backpack NumberOne

- ▶ approx. 460 x 510 x 330 mm
- ▶ volume approx. 40 litres
- ▶ weight empty approx. 4,7 kg
- ▶ polyester fabric with PVC coating, robust, highly tensile, tear and wear withstanding
- ▶ colour orange, black edging, white high visibility reflection stripes
- ▶ pre-shaped frame
- ▶ fitting for oxygen bottle
- ▶ lid section with five colour coded pouches held by velcro fasteners
- ▶ two front pockets, upper one with organizer section
- ▶ two small and one large side pocket
- ▶ all pockets equipped with two-way zippers
- ▶ high visibility reflection stripes on three sides
- ▶ ergonomically designed foam back padding
- ▶ adjustable vertical and horizontal carrying straps
- ▶ two ergonomically shaped carrying handles
- ▶ reinforced bottom part with stabilizers
- ▶ 1-l-O₂-option available*

emergency backpack NumberOne, adults

04 06 025

emergency backpack NumberOne, children

04 06 028

emergency backpack NumberOne, adults and children

04 06 031

emergency backpack NumberOne, empty

Incl. 5 coloured pouches and bracket for oxygen cylinder 1 litre

04 06 011

emergency backpack NumberOne, empty

incl. 5 coloured pouches and bracket for oxygen cylinder 2 litre

04 06 012



*Filling incl. O₂ only available within Europe. We will be happy to assist you with any further questions.



Emergency trolley NumberOne Back'n'Roll

- ▶ approx. 455 × 540 × 240 mm
- ▶ volume approx. 40 litres
- ▶ weight empty approx. 4,7 kg
- ▶ polyester fabric with PVC coating, robust, highly tensile, tear and wear withstanding
- ▶ colour orange, black edging, white high visibility reflection stripes
- ▶ pre-shaped frame
- ▶ fitting for oxygen bottle
- ▶ lid section with five colour coded pouches held by velcro fasteners
- ▶ two ergonomically shaped carrying handles
- ▶ telescopic handle for trolley usage
- ▶ adjustable vertical and horizontal carrying straps
- ▶ two stable wheels
- ▶ three external pouches, one long and two short, designed for ancillary equipment
- ▶ two front pockets, upper one with organizer section
- ▶ all pockets equipped with two-way zippers
- ▶ ergonomically designed foam back padding
- ▶ reinforced bottom part with stabilizers

empty
04 06 082





Emergency backpack NumberOne Sand

- ▶ approx. 410 × 530 × 230 mm
- ▶ volume approx. 40 litres
- ▶ weight empty approx. 4,7 kg
- ▶ CORDURA® nylon fabric with PVC coating, robust, highly tensile, tear and wear withstanding
- ▶ colour sand
- ▶ pre-shaped frame
- ▶ fitting for oxygen bottle
- ▶ lid section with five colour coded pouches held by velcro fasteners
- ▶ two small and one large side pockets, two front pockets
- ▶ all pockets equipped with two-way zippers
- ▶ adjustable vertical and horizontal carrying straps
- ▶ two ergonomically shaped carrying handles
- ▶ reinforced bottom part with stabilizers, colour black

04 06 083





Single-use resuscitator breathing system

- ▶ incl. oxygen reservoir, non-rebreathing valves, mask, connecting hose, tubing
- ▶ latex free

Adults, 1.500 ml, mask size 5

01 02 060

Children, 550 ml, mask size 3

01 02 061

Babys, 280 ml, mask size 1

01 02 062



Disposable airway

Pink, size 000

01 05 221

Blue, size 00

01 05 222

Grey, size 0

01 05 223

White, size 1

01 05 224

Green, size 2

01 05 225

Orange, size 3

01 05 226

Red, size 4

01 05 227

Violet, size 5

01 05 228



KONTAMED sharps disposal system

- ▶ containers in accordance with technical regulations for handling biological substances at workplaces in the healthcare services
- ▶ yellow polypropylene, impact and temperature withstanding, physiologically safe, environmentally friendly, incineration without remnant
- ▶ pull-drop slots for easy and safe dividing of syringe and cannula, reinforced bottom that hinders cannulas or sharp objects from penetrating container base
- ▶ KONTAMED: approx. 225 x 160 x 70 mm, volume approx. 2,1 litres, with wall bracket, several drop slots, safety closing flap
- ▶ KONTAMedium: approx. 152 mm high, volume approx. 450 ml, with red sliding lid and clip lock
- ▶ KONTAMED'chen: approx. 115 mm high, Ø 50 mm, volume approx. 180 ml, fits in every first aid equipment

KONTAMED

20 09 067

KONTAMedium

20 09 069

KONTAMED'chen

20 09 068



Mouth & ointment spatula

- ▶ approx. 150 x 20 mm

Plastic, 10 pcs.

10 10 181

Wood, 100 pcs.

10 10 183



SÖHNGEN® stretcher stand FastRack with infusion pole

SÖHNGEN® stretcher stand FastRack

- ▶ suitable for stretchers pursuant to DIN 13024
- ▶ approx. 1.610 x 680 mm, 760 mm high, compact folding size
- ▶ weight approx. 17 kg
- ▶ lightweight and easy to carry
- ▶ quick and easy installation, no loose individual parts
- ▶ ready for use within 2 minutes, can be set up by one person
- ▶ frame structure of square steel tube profiles, sturdy, for heavy duty application
- ▶ electrostatic white powder coating
- ▶ two screw elements for lateral fixation of the stretcher
- ▶ four turn-up stabilisers to additionally reinforce stability
- ▶ self-locking folding bracket for height adjustment, shock recovery position within a matter of seconds
- ▶ sheet metal tray (approx. 480 x 290 mm/1,5 mm strong), may also serve as a desk
- ▶ incl. robust storage and transport bag manufactured from high-strength and hard-wearing polyester fabric, colour orange, with zip closure over three sides, handle, adjustable shoulder strap

06 01 300

Infusion pole for stretcher

- ▶ suitable for stretchers with square tube profiles up to 50 mm
- ▶ made of aluminium
- ▶ extendable height range 60-100 cm
- ▶ adjustable clamp for stretcher fixation and hook for infusions

06 02 006



SÖHNGEN® Sphygmomanometer

- ▶ precision aneroid sphygmomanometer for one-hand operation
- ▶ manufactured in compliance with European standard EN 1060
- ▶ housing made of sturdy, light plastic
- ▶ diaphragm in copper-beryllium membrane
- ▶ easy to read aluminium scale (Ø approx. 60 mm) from 0 up to 300 mmHg
- ▶ latex inflation bulb, stainless steel handle, nickel-plated air release valve
- ▶ maximum error tolerance of ± 3 mmHg
- ▶ excess pressure protection, no stop pin, shockproof
- ▶ incl. cuff, different sizes for adults, children and babies available

Sphygmomanometer SÖHNGEN® adult

01 07 021

Sphygmomanometer SÖHNGEN® child

01 07 022

Sphygmomanometer SÖHNGEN® baby

01 07 024

Separate velcro cuff adult, arm circumference 24–32 cm

01 07 043

Separate velcro cuff adult extra large, arm circumference 32–42 cm

01 07 032

Separate velcro cuff child, arm circumference 13–20 cm

01 07 042

Separate velcro cuff baby, arm circumference 7,5–13 cm

01 07 041



Disaster box system SEG

The name of our SEG emergency box system has its origin in the German abbreviation for „Schnelleinsatzgruppe“, which means a quick responding team within the rescue services, especially provided for disasters occurring.

The SEG box system facilitates a professional response to large-scale disasters and may be purchased individually or as a complete unit consisting of 6 stackable aluminium boxes, each box with its own specific function: dressing material, burns, resuscitation, care material, diagnostics and infusion, ProPatient.

- ▶ uniform measurements
- ▶ approx. 600 × 400 × 410 mm each
- ▶ made from aluminium with reinforced, rounded cornerparts
- ▶ two lever locks each
- ▶ two carrying handles each
- ▶ easily stacked on each other by means of special edges on lid section
- ▶ lids with all-round sealing
- ▶ coloured pictograms and labels corresponding to content and function



SÖHNGEN® sterile dressings are produced under strictly controlled conditions in our own cleanrooms in Taunusstein, Germany, with modern equipment and methods.



SEG box 1 – Dressing Material

- ▶ contains 2 identically filled module bags DRESSING MATERIAL
- ▶ module bags with zip closure, two handles, inner loops for storing
- ▶ module bags contain variety of SÖHNGEN® high-class woundcare dressings such as aluderm® and DermaCare®

01 01 710



SEG box 2 – Resuscitation

- ▶ contains 2 module bags RESUSCITATION, resuscitator bags, suction pumps
- ▶ module bags contain large laryngoscope set incl. blade assortment, complete selection of intubation and resuscitation accessories, clamps and syringes, amongst others

01 01 711



SEG box 3 – Diagnostics & Infusion

- ▶ contains 2 identically filled module bags DIAGNOSTICS & INFUSION
- ▶ incl. sphygmomanometers, stethoscopes, infusion sets, cannulas and plasters, sharps disposal containers, vinyl gloves and disinfectants
- ▶ space for approx. 20 bottles of infusion fluids

01 01 712

SEG box 5 – Care Material

- ▶ contains, amongst many others, disposable stretcher sheets, surface disinfectants, sets for personal protection incl. gloves and face masks

01 01 714



SEG box 4 – Burns

- ▶ contains broad and varied assortment of aluderm® dressings and bandages, aluderm® specialty dressings and bedsheets, 24 flasks of sterile water
- ▶ separate transport bag containing 3 aluderm® mattresses AquaCool

01 01 713

SEG box 6 – ProPatient

- ▶ contains 48 standardised treatment sets ProPatient
- ▶ selection of equipment for infusion treatment, aluderm® dressings, sharps disposal box, medical gloves, rescue blankets
- ▶ 48 colour coded triage cards allow for medical staff to prioritise, identify, record and treat patients accordingly

01 01 721



SÖHNGEN® resuscitator bag P – adults

- ▶ compressible unit with handle, made from non-ageing silicone, temperature-resistant from -40 °C to 80 °C without alteration of physical properties
- ▶ ventilation rate of 40 compressions per minute possible
- ▶ lower ventilation volumes allow for higher ventilation rates
- ▶ transparent ventilation mask
- ▶ support strap for firm grip
- ▶ patient valve: equipped with silicone membrane
- ▶ combination inlet valve with silicone flapper for ventilation with atmospheric air or in connection with adaptor 1 and oxygen reservoir
- ▶ safety valve with constant pressure control, opens at 55-60 mbar
- ▶ adaptor for additional functions*
- ▶ patient valve with PEEP function*, equipped with a spring-loaded leaflet valve, housing made from sterilisable sulphone resin
- ▶ neoprene anti-static shell*
- ▶ oxygen reservoir*

*depending on the model



Resuscitator bag – TRANSLUCENT

- ▶ patient valve, PEEP-valve, combination inlet valve, adaptor for oxygen supply, oxygen reservoir, clear face mask (size large)

01 02 033

Resuscitator bag – ANTISTATIC

- ▶ as before, additional neoprene anti-static shell

01 02 007

Resuscitator bag – ECONOMY

- ▶ patient valve, combination inlet valve, clear face mask large, no PEEP-ventilation possible

01 02 002

Transparent ventilation masks

- ▶ mask dome of sulphone resin with anti-condense coating
- ▶ elastic, flexible hollow section seam made of silicone
- ▶ excellent fit
- ▶ with standard ISO connection

children
01 05 015

teens
01 05 016

adults
01 05 017





SÖHNGEN® resuscitator bag P – baby

- ▶ technical designs fundamentally based on ventilation bag for adults
- ▶ all dimensions subsequently reduced and appropriate for children
- ▶ compressible silicone unit
- ▶ maximum ventilation volume 320 ml, ventilation rate of 60 compressions per minute possible
- ▶ lower ventilation volumes allow higher ventilation rates
- ▶ safety overflow valve opens at approx. 30-35 mbar
- ▶ fresh air inlet valve for ventilation with ambient air, in connection with oxygen reservoir for oxygen-assisted ventilation
- ▶ patient valve with PEEP function
- ▶ Rendell-Baker ventilation mask made from silicone

Baby resuscitator bag – TRANSLUCENT

01 02 026

Baby resuscitator bag – ANTISTATIC

01 02 008



Rendell-Baker masks

- ▶ transparent silicone
- ▶ soft fit
- ▶ ISO connection

size 0


01 05 018

size 1

01 05 019

size 2

01 05 020



Intubation set SN-CD

- ▶ size approx. 310 x 210 x 130 mm
- ▶ ABS-thermoplastic
- ▶ contains HEHEIT cold light laryngoscope, battery handle, 3 Macintosh blades (small, medium, large), 1 Miller blade
- ▶ additionally contains bandage scissors, Pean-clamp, endotracheal tubes, intubation stylet, Wendl tubes, Guedel airways, blocker syringe, bite protection mouthpiece, plaster tape
- ▶ contents stored in pre-laid foam blocks
- ▶ can also be equipped with metal (cold and warm light) laryngoscopes – please specify when ordering


01 06 001

Oxygen apparatus

- ▶ suitable for the use at emergency units, hospitals and ambulances as well as doctors, dentists or outpatient clinics
- ▶ incl. a 1 or 2 litre oxygen bottle*, adjustable pressure regulator, face mask with reservoir bag, oxygen connecting tube
- ▶ can be easily connected with a resuscitator bag
- ▶ bag approx. 410 x 320 x 160 mm, durable nylon, colour orange, strong handles, shoulder belt, carrying strap, zip closure

incl. 1 litre oxygen bottle
01 08 021

incl. 2 litre oxygen bottle
01 08 023



SÖHNGEN® pressure regulator

- ▶ tested by the German federal materials testing Institute (BAM), fully complies with all specifications under the German oxygen regulation
- ▶ manufactured in accordance to the highest safety standards
- ▶ modern design, large, readable scales, chromeplated mat finish
- ▶ manually operated connecting system, permits regulators to be used in conjunction with modern oxygen cylinders
- ▶ no need for any additional tools
- ▶ regulator with spout outlet, may be used in connection with oxygen resuscitation equipment
- ▶ controlled flow from 0–1.5 l/min, individually adjustable

01 08 041

*Filling incl. O₂ only available within Europe. We will be happy to assist you with any further questions.



SÖHNGEN® cold light laryngoscope

- ▶ optimum light accuracy through fibre optic bundle
- ▶ illumination whiter and brighter than with conventional models
- ▶ robust metal battery handle
- ▶ blades made from high quality, rustfree steel

battery handle, incl. batteries

01 06 104

Macintosh blade size 1

01 06 106

Macintosh blade size 2

01 06 107

Macintosh blade size 3

01 06 108

Macintosh blade size 4

01 06 109

Macintosh blade size 5

01 06 112

Miller blade size 0

01 06 113

padded laryngoscope set with battery handle
and 2 blades Macintosh sizes 2 and 4

01 06 110



SÖHNGEN® warm light laryngoscope

- ▶ standard metal battery handle
- ▶ blades with interchangeable light bulb
- ▶ made from high quality, rustfree steel

battery handle, incl. batteries

01 06 004

Macintosh blade size 0

01 06 005

Macintosh blade size 1

01 06 015

Macintosh blade size 2

01 06 006

Macintosh blade size 3

01 06 013

Macintosh blade size 4

01 06 007

Miller blade size 0

01 05 065

Miller blade size 1

01 05 066

Miller blade size 2

01 05 067

Miller blade size 4

01 05 068

replacement bulb for blade size 0-1

01 06 009

replacement bulb for blade size 2-4

01 06 008





MonoVAC suction pump

- ▶ manual suction unit, light, economic, efficient
- ▶ for foot/hand operation where no alternative energy source is available
- ▶ immediate high suction capacity up to 600 hPa to remove body fluids and to free up the respiratory tract
- ▶ easy to operate via a large, easy-motion pedal
- ▶ suction volume depends on the lifting frequency
- ▶ high impact ABS thermoplastic casing
- ▶ external size approx. 200 × 200 × 90 mm, weight approx. 1.000 g
- ▶ volume of fluid collection bottle approx. 400 ml
- ▶ with overflow safeguard that hinders fluids to enter pump casing
- ▶ incl. 2-stage silicone suction tube and fingertip suction interrupter to which required suction catheters can be connected

01 04 018

Pull_Vac Suction Pump

- ▶ manually operated suction pump
- ▶ immediate high suction capacity up to 600 hPa
- ▶ easy to operate via large hand lever
- ▶ can be reliably used in emergency situations by a single person
- ▶ pump with plastic casing, grey coloured
- ▶ fluid collection bottle with overflow safeguard, prevents collected fluids from entering the pump casing
- ▶ external size approx. 180 × 70 mm, weight approx. 275 g
- ▶ max. vacuum approx. 600 hPa (450 mmHg; 0,6 bar)
- ▶ suction receptacle (effective capacity) of approx. 300 ml

01 04 040



Accu-Vacu suction pump

- ▶ electric suction pump encased in ABS thermoplastic antishock chassis
- ▶ suitable for ambulance and paramedic vehicles.
- ▶ size approx. 340 × 240 × 110 mm, weight approx. 4,2 kg
- ▶ operates on 12 Volt battery, must be recharged after approx. 30 minutes
- ▶ collection reservoir approx. 1.000 ml
- ▶ incl. protective filter, control valve, recharger, external recharging cable, carrying bag
- ▶ adjustable suction capacity between approx. 0-800 mbar
- ▶ max. suction flow rate approx. 20 litres per minute
- ▶ recharger 100/230 V 50/60 Hz
- ▶ LEDs indicate state of charge

01 04 015



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Verkaufsbedingungen

1. Allgemeines – Geltungsbereich

- 1.1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
- 1.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
- 1.3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

2. Angebot – Angebotsunterlagen

- 2.1. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.
- 2.2. Unsere Außendienstmitarbeiter sind nur zur Entgegennahme von Bestellungen, nicht zum Abschluss von Kaufverträgen ermächtigt.
- 2.3. Individualabreden über Liefervereinbarungen, Preisvereinbarungen, Eigenschaftssicherungen und Abweichungen von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auf dieses Erfordernis kann nicht verzichtet werden.
- 2.4. Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben sowie Abbildungen sind nur annähernd und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen ohne schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen an uns zurückzusenden.

3. Preise – Zahlungsbedingungen

- 3.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
- 3.2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- 3.3. Für die Feststellung der rechtzeitigen Leistung des Kaufpreises kommt es nicht auf den Tag der Absendung, sondern auf den des Zahlungseingangs bei uns an.
- 3.4. Bei vorzeitiger Zahlung innerhalb 14 Tagen, gerechnet ab Rechnungsdatum, gewähren wir 2 % Skonto auf den in Rechnung gestellten Kaufpreis.
- 3.5. Die Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles hat zur Folge, dass die vereinbarte Stundung für alle übrigen Rechnungen entfällt. Dies gilt auch im Falle des gerichtlichen Insolvenzverfahrens.
- 3.6. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
- 3.7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

4. Lieferzeit

- 4.1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- 4.2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Ist keine Lieferfrist bestimmt, gilt eine solche von 4 Wochen, gerechnet ab Vertragsabschluss, als vereinbart.
- 4.3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
- 4.4. Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- 4.5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Forfall geraten ist.
- 4.6. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 4.7. Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 4.8. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes.
- 4.9. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

5. Gefahrenübergang – Verpackungskosten

- 5.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
- 5.2. Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.
- 5.3. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

6. Mängelhaftung

- 6.1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- 6.2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
- 6.3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- 6.4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 6.5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 6.6. Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- 6.7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 6.8. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
- 6.9. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

7. Gesamthaftung

- 7.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- 7.2. Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
- 7.3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8. Eigentumsvorbehaltssicherung

- 8.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- 8.2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
- 8.3. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

9. Gerichtsstand – Erfüllungsort

- 9.1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- 9.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- 9.3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

SÖHNGEN®

W.Söhngen GmbH
First Aid • Emergency Medical Systems

P.O. box 1554
D-65223 Taunusstein

Tel.: +49 6128 873-0
Fax: +49 6128 873-160

Mail: export@soehngen.com
Web: www.soehngen.com